

NG3 soluzione umettante

Hyaluronic acid-based lubricating and soothing eye drops.

NG3 SOLUZIONE UMETTANTE

Hyaluronic acid-based lubricating and soothing eye drops.

STERILE A

COMPOSITION

Active ingredient: hyaluronic acid (as sodium hyaluronate) , 0,13%

Excipients: Boric Acid, Sodium Tetraborate , EDTA, Sodium Chloride, N-idrossimetilglycin, deionized water.

FORM AND CONTENT

Sterile eye drops in small bottle of 15 ml.

INDICATIONS

It relieves ocular irritation caused by the use of contact lenses, eye dryness, insufficient lachrymation, pollens and duts, menopause and post-surgery traumas. Thank to hyaluronic acid, the natural, non immunogenic and toxic, lubricant, prevents and relieves ailments typically related to use of contact lens.

As a restorative of the lacrimal film, it is especially indicated in prevention of ailments typically affecting wearers of soft, hard and gas- permeable lenses.

It lubricates, in all cases of eye dryness caused by insufficient lachrymation, post-surgery traumas of foreign bodies (dust, pollen,etc) and treatment of menopause eye dryness

CONTRAINDICATIONS

Though considered a "non -sensitising" product according to UNI EN ISO 10993S standard, a possible known hypersensitivity to the product excipients should be checked.

PRECAUTIONS FOR USE

The product is sterile as long as unopened ; close the bottle tight after use.

Do not use the product after 30 days from opening

Keep away from heat and out of reach of children

Do not ingest

INTERACTIONS

The product cannot possibly interact with commonly -used solutions for contact lenses , but the use of NG products for disinfection of contact lenses is however advisable during treatment with NG3.

SPECIAL WARNINGS

The product has passed contact cytotoxicity , allergic sensitization and ocular irritation tests with the maximum score , thus it can be safely used by children , in pregnancy and lactation.

POSODOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION

For contact lenses wearers ;

Before the application , pour a drop of NG3 onto the inner side of the contact lens. Where the application of the contact lens is caused for trouble (sensation of foreign body in the eye), the product can also be instilled onto the contact lens during use.


In cases of eye dryness;

Instill one or two drops into the eye if need be.

UNDESIRABLE EFFECTS

None

SHELF LIFE AND STORAGE

Refer to the expiry date shown on the package next to the sngdglss symbol. 

CAUTION

Do not use product after the expiry date or one month after first opening.



Manufacturer: **NEGRI sas**
Via Nazionale,19 – 35048 Stanghella (PD)

 0425

NG3 soluzione umettante

Gocce oculari lubrificanti e lenitive a base di acido ialuronico.

NG3 SOLUZIONE UMETTANTE

Gocce oculari lubrificanti e lenitive a base di acido ialuronico.

STERILE	A
----------------	----------

COMPOSIZIONE

Principio attivo: acido ialuronico (come sodio ialuronato) 0,13%

Eccipienti: Acido bórico, Sodio Tetraborato, EDTA, Sodio cloruro, N-idrossimetilglicinato, acqua deionizzata.

FORME E CONTENUTO

Gocce sterili in flaconcino da 15 ml.

INDICAZIONI

Allevia le irritazioni oculari causate dall'uso di lenti a contatto, da secchezza oculare, da insufficiente lacrimazione, da pollini o polveri, menopausa, traumi post-operatori.

Grazie all'acido ialuronico, il lubrificante naturale delle articolazioni, non immunogenico e non tossico, previene e lenisce i disturbi tipici legati all'uso di ogni tipo di lente a contatto morbide, rigide e gas-permeabili.

Lubrificante in tutti i casi di secchezza oculare e insufficiente lacrimazione, traumi post-operatori o da corpi estranei (polvere, polline, ecc.) trattamento della secchezza oculare da menopausa.

CONTROINDICAZIONI

Sebbene il prodotto sia stato dichiarato "non sensibilizzante" ai sensi della norma UNI EN ISO 10993, verificare una eventuale ipersensibilità nota agli eccipienti del prodotto.

PRECAUZIONI PER L'USO

Il prodotto è sterile fino all'apertura. Richiudere bene il flacone dopo l'uso.

Evitare di utilizzare il prodotto dopo 30 gg dall'apertura

Tenere lontano da fonti di calore e dalla portata dei bambini.

INTERAZIONI

Il prodotto non presenta possibilità di interazione con le più note soluzioni per lenti a contatto, tuttavia è buona norma utilizzare sempre i prodotti NG per la disinfezione delle lenti a contatto durante il trattamento con NG3.

AVVERTENZE SPECIALI

Il prodotto, avendo superato con il massimo del punteggio i test di citotossicità per contatto, sensibilizzazione allergica ed irritazione oculare, può essere tranquillamente utilizzato anche sui bambini, in gravidanza ed in allattamento.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Per i portatori di lenti a contatto:

Porre una goccia di NG3 sulla superficie interna della lente a contatto prima dell'applicazione. E' possibile instillare il prodotto sulla lente a contatto anche durante l'uso, nel caso l'applicazione della stessa sia causa di fastidio (sensazione di corpo estraneo nell'occhio)

Nei casi di secchezza oculare:

Instillare una o due gocce nell'occhio al momento del bisogno

EFFETTI INDESIDERATI

Nessuno

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Per la data di scadenza vedi la data indicata sulla confezione vicino al simbolo della clessidra. 

ATTENZIONE

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza oppure dopo un mese dalla prima apertura.



Fabbricante: **NEGRI sas**
Via Nazionale, 19 - 35048 Stanghella (PD)

CE 0425